

# EASY PULSE

**SCHILLER**  
Innovation

## Planche à masser Compacte, légère et intuitive




### Planche à masser Easy Pulse

- Se positionne en moins de 1 minute
- Le massage cardiaque débute en moins de 30 secondes
- Compressions cardiaques et thoraciques réalisées en conformité avec les recommandations internationales
- Maintien de la circulation sanguine vers le cerveau, le cœur et les organes vitaux
- Cycles de RCP en continu ou 30/2

### Un principe unique sur le marché

La planche à masser Easy Pulse exerce une forte compression au moyen d'un piston sur le sternum pour expulser conjointement le sang et l'air des poumons afin de conserver un flux sanguin vers les organes vitaux.



**Compression à la fois  
cardiaque et thoracique pour  
une efficacité maximum !**



ON/OFF

Démarrer/Pause

Mode 30/2



Sac de transport



\* avec les deux batteries. Fonctionne également sur secteur 220V.

Plus d'informations  
contact@schillerfrance.fr  
Boutique en ligne [www.mediprostore.com](http://www.mediprostore.com)



**SCHILLER**  
FRANCE S.A.S